



MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

www.mou.cz • e-mail: direct@mou.cz • tel.: +420 543 131 111


DOPORUČENÍ PRO PACIENTY SE ZAVEDENOU ŽILNÍ JEHLOU S KŘIDÉLKY A HADIČKOU

Vážená paní, vážený pane,
dovolte, abychom vám sdělili základní informace o zavedení žilní jehly s křidélky a upozornili na některá rizika spojená s jejím použitím.



CO JE TO ŽILNÍ JEHLA S KŘIDÉLKY

Je to jehla s hadičkou, která vám byla zavedena do žíly ke krátkodobému jednorázovému použití.



POUŽITÍ ŽILNÍ JEHLY S KŘIDÉLKY

Žilní jehlou s křidélky je možné odebírat krev, podávat léky, radioaktivní látky a infuzní léčbu. Je fixována lepením. Po aplikaci je jehla ihned odstraněna.

UPOZORNĚNÍ

Končetinou, do které je jehla zavedena, nemůžete pohybovat. Jehla je ostrá a žíla by mohla prasknout. Je nutné setrvat v klidu po dobu aplikace, která je krátká. Tím zabráníte jejímu vytržení.

Průchodnost jehly zajišťuje zdravotnický personál propláchnutím fyziologickým roztokem před i po aplikaci naordinované medikace.

IHNED NÁS INFORMUJTE, POKUD:

- pocítíte tlak, bolest, pálení při aplikaci jehlou,
- uvidíte otok v okolí místa zavedení jehly.

V případě jakýchkoli nejasností či komplikací se, prosím, obraťte na ošetřující personál.

