
Masarykův onkologický ústav

# JEWETT KORZET

## INFORMACE PRO PACIENTY




Informační a edukační centrum
✉ educentrum@mou.cz

## CO JE TO JEWETT KORZET?

**Jde o tříbodovou (případně čtyřbodovou) stavebnicovou ortézu.** Její konstrukční rám je zhotoven z aluminiové slitiny, která je lehká, dobře tvarovatelná a současně pevná. Tento rám je doplněn o tři pevné tlakové peloty, které jsou umístěny na hrudníku, v podbřišku a v oblasti páteře. Opěrné tlakové peloty se nastavují individuálně. Pokud má pacient zaveden kardiostimulátor, technik ortézu upraví v hrudní části a přidá dvě peloty pod oblast klíčních kostí, aby nedošlo k tlaku na kardiostimulátor. Jako bandáž se používá pěnový, dobře omyvatelný plast.

Korzet je vždy vyráběn na míru dle výšky a váhy pacienta a dle úseku postižení páteře. Je přiložen technikem, který jej seřídí podle tělesné konstituce. Rozhoduje také fakt, zda se jedná o ženu či muže. Spodní pánevní objímka je pohyblivá, umožňuje ohyb (sed) bez posunu ortézy. **Korzet se objednává u protetických firem a je téměř plně hrazen zdravotními pojišťovnami.**



Obr. 1: Ukázka nasazeného Jewett korzetu

## K ČEMU SLOUŽÍ?

**Korzet slouží nejčastěji k znehybnění páteře v hrudní a bederní oblasti.** Potřebného biomechanického účinku je dosaženo tříbodovým

působením opěrného tlaku na hrudní kost, stydkou kost a o postižené místo na páteři pomocí zádové peloty. Tím dochází ke snížení zátěže jednotlivých segmentů obratlových těl. Indikací k nošení Jewett korzetu mohou být metastázy v oblasti páteře, osteoporotické zlomeniny, traumatické a posttraumatické stavy, poruchy meziobratlových plotének a pooperační léčba. Jewett korzet omezuje boční pohyby, rotaci trupu a fixuje páteř.

## JAK JEWETT KORZET POUŽÍVAT?

**Korzet se nasazuje vleže, nedávejte ho na holé tělo!** Pod korzet je vhodné obléknout si například bavlněné tričko.

- Nejprve přiložte ortézu na hrudník, otočte se na bok a protáhněte pod sebou zadní pelotu tak, aby byla uprostřed páteře,
- zapíná se na boku – zapínání se může lišit dle typu ortézy, vždy budete poučeni technikem,
- poté můžete vstát z lůžka,
- korzet se nesmí posouvat, sklouzávat, otáčet ani nepřiměřeně tlačit na kůži,
- **korzet můžete sundávat pouze na šetrnou hygienu a po ulehnutí na lůžko.**

**UPOZORNĚNÍ**

V místě tlaku peloty může kůže zčervenat a může být mírně bolestivá nebo oteklá. Zhruba do dvou týdnů by tyto příznaky měly vymizet. Pokud by však problémy přetrvávaly déle a v silnějším rozsahu, kontaktujte firmu, která korzet vyrobila. Technik je schopen korzet upravit.

Jewett ortézu nesmíte sami libovolně upravovat. Místo, které by tlačilo, můžete vypodložit tenkým molitanem.

Informační a edukační centrum MOÚ
Autor: Jitka Duchoňová

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

www.mou.cz
543 131 111

H8/2025/1

Tyto materiály jsou určeny výhradně pro potřebu MOÚ v Brně a jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Rozmnožování, rozšiřování či jiné užívání těchto materiálů bez písemného souhlasu Masarykova onkologického ústavu je nepřípustné. © 2025